

新型コロナ感染症対策に 一步先行く安心を

ウイルス感染におけるマスクの果たす役割については様々な見解があるものの、

サージカルマスクでは呼気の方角（内側から外側へ）による

細菌のろ過機能についてのテストがなされ、

期待される第一の役割は着用者からの飛沫や分泌物の飛び出しを防ぐことです。

一方、N95マスクをはじめとする**防護マスク**では

吸引時（外側から内側へ）のフィルターの有効性と顔への漏れのテストがなされ、

病原体や感染性物質、そしてウイルスなどの感染から

着用者を保護することが期待されます。

（詳細は裏面にてご確認ください）

KN95防護マスク 発売開始

※KN95マスクとは、米国NIOSH基準におけるN95マスクと同等とされる中国防塵マスク規格をクリアしたマスクです。
さらに本商品は**欧州マスク規格にも準拠しています**ので、信頼性についても安心です。

国内発送 在庫あり

世界基準品質

- ・ EN149（欧州防護マスク規格）準拠
FFP2 : NaCl粒子（約0.3 μ m）95%以上の捕集効率
※EN規格「FFP2」は、米国規格「N95」、日本検定規格「DS2」と同等の性能です。
- ・ GB-2626-2006（中国防塵マスク規格）準拠

- ✓顔にフィットしやすいカップ密閉型
- ✓ノーズフィットワイヤー付
- ✓耳裏が痛くなりにくい平らなイヤーバンド



1箱40枚入り ￥7,920（税込）

※ 1箱以上お買い上げのお客様は、10枚単位での追加購入が可能です。

【販売代理店】 コラジェン・ファーマ株式会社 (<https://kolagen-pharma.com>)

〒606-8501 京都市左京区吉田下阿達町46-29

京都大学医薬系総合研究棟内 イノベーションハブ京都 410S

TEL 075-744-1274 E-mail info@kolagen-pharma.com

患者様の安全性だけでなく、 医療従事者様自身の安全性を最大限に高めることを考えて マスクを選んでみませんか？

サージカルマスクと防護マスクの違い

	サージカル(医療用) マスク	防護 (防じん) マスク
役割	マスクを着用してる人が、息を吐く時に起こりうる唾液の飛沫や分泌物の飛び出しを防ぎ、医療従事者が着用する場合、患者とその環境（空気、表面、機器、手術野）を保護します。また、飛沫感染によって伝染する感染症や、「体液」の飛散から着用者を保護します。しかし、空気感染する病原体からは保護できないため、着用者をウイルス感染から守ることはできません。	個人用保護具です。着用者がエアロゾル（ほこり、煙、霧）および健康に危険な蒸気またはガス（消毒薬、麻酔ガス）を吸い込むことを防ぎます。飛沫感染により感染する可能性がある病原体からマスク着用者を保護することに加え、空気感染する感染性物質やコロナウイルス型のウイルス、SARS、H1N1などによる感染からも保護します。
規格	呼気の方法（内側から外側へ）による細菌のろ過機能についてテスト済み 欧州規格：EN14683 米国規格：ASTM ※日本には医療用マスクの性能規格基準が存在しません。	吸引時（外側から内側へ）のフィルターの有効性と顔への漏れをテスト済み 欧州：EN149: 2001. 米国：NIOSH（国立労働安全衛生研究所）基準 日本：日本検定規格（厚生労働省）

高品質（BFE ≥98%）

サージカルマスク



国内発送 在庫あり

- ・ EN14683（欧州圏マスクテスト）準拠
BFE※：98%以上遮断
- ・ 不織布三層構造
- ・ 立体プリーツ加工
- ・ ノーズフィットワイヤー付


※BFE（Bacterial Filtration Efficiency）とは「バクテリア（細菌）ろ過効率」のことで約3μmの細菌を含む粒子がどれくらい（捕集）できたのかを表しています。花粉や咳・くしゃみに伴う水分を含んだウイルスの飛沫などが対象となります。

1箱50枚入り ￥2,475（税込）

※ 1箱以上お買い上げのお客様は、10枚単位での追加購入が可能です。

国産フェイスシールドの取り扱いもございます。

- ✓飛沫などからしっかり顔をガード
- ✓透明度が高くクリアな視界を確保
- ✓透明シートはPET樹脂製で繰り返し使用可能
※交換用の予備フィルム 1枚付き
- ✓ポリプロピレン製フレームは曇りにくいエアダクト構造
- ✓頭部だけでなく、下方からの飛沫などを防ぐよう首に装着することも可能



1,980円/セット（税込）

セット内容：バイザー1本・フレーム2本・シート2枚・固定ゴム1本